

Поликлональные Антитела Против Cyp2F1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - P24903

Артикул: CM0030024

введение

Кроличьи поликлональные антитела против CYP2F1, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P), ИФА. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. CYP2F1 — это фермент цитохрома P450, участвующий в метаболизме пневмотоксикантов; идеально подходит для исследований легочной токсикологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP2F1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	C2F1; CYP2F; CYP11F1; CYP2F1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1572
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-290 человеческого CYP2F1 (NP_000765.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24903
Молекулярный вес белка	56 кДа
Доставка	В ледяном пакете