

Кроличье Поликлональное Антитело Против Cyp2R1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q6Vvx0

Артикул: CM0014329



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому CYP2R1 (25-гидроксилаза витамина D), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком; детектирует белок ~57 кДа. Идеально для исследований метаболизма витамина D и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP2R1 Кроличье pAb
Примечания/Алиас	CYP2R1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	120227
GeneID	120227
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 252-501 человеческого CYP2R1 (NP_078790.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q6VVX0
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	В пакете со льдом