

Моноклональное Антитело Кролика Anti-Cyp39A1 Для Wb, IHC-P, Elisa — Q9Nyl5

Артикул: CM0012562

введение

Моноклональное антитело кролика, нацеленное на CYP39A1, валидированное для WB, IHC-P, ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышью. Поддерживает исследования метаболизма холестерина и разработку ИВД-тестов. Расчётная молекулярная масса — 54 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP39A1 Rabbit mAb
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	51302
Идентификатор гена	51302
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 301–400 человеческого CYP39A1. (NP_057677.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q9NYL5
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом