

Кроличья Поликлональная Антитело Против Сур39А1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Nyl5

Артикул: CM0022964

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого Сур39А1 (24-гидроксихолестерин 7- α -гидроксилазы). Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований синтеза желчных кислот и метаболизма холестерина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Сур39А1 кроличья рAb
Примечания/алиасы	Сур39А1
Вид	Человек
ID гена (человек)	51302
ID гена	51302
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1–100 человеческого Сур39А1 (NP_057677.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NYL5
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	С ледяным пакетом