

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Cyp39A1 Для Wb И Elisa — Q9Nyl5

Артикул: CM0021331

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого CYP39A1, валидированное для WB и ELISA. Распознаёт ортологи мыши и крысы. Подходит для изучения нейронального метаболизма холестерина и функции специфичной для печени оксистерол-7-альфа-гидроксилазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CYP39A1 Rabbit pAb
Вид	Человек
ID гена (человек)	51302
ID гена	51302
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q9NYL5
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом