


Поликлональное Антитело К Cyp3A4 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа - P08684

Артикул: CM0026270



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к CYP3A4, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА. Реагирует с человеком, мышью и крысой. Мишень для исследований метаболизма лекарств, биосинтеза стероидов и катаболизма витамина D.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP3A4 кроличья pAb
Примечания/Алиасы	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; P450C3; CYP11A3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
Вид	Человек
GeneID (человек)	1576
GeneID	1576
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08684
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Сумка-холодильник