

Поликлональное Антитело Кролика Против Сур3А4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P08684

Артикул: CM0015500



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого Сур3А4, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышиным и крысиным гомологом. Подходит для исследования метаболизма ксенобиотиков, биосинтеза стероидных гормонов и изучения метаболизма лекарств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Сур3А4 кроличье пАт
Примечания/алиасы	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; P450C3; CYP11A3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
Вид	Человек
ID гена (человек)	1576
ID гена	1576
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 244-503 человеческого Сур3А4 (NP_059488.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08684
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	С холодоэлементом