


Поликлональные Антитела Против Сур3А5 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P20815

Артикул: CM0027043



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CYP3A5, валидированные для WB и ELISA. Распознают CYP3A5 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения метаболизма лекарств и путей стероидных гормонов. - P20815

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP3A5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CP35; PCN3; CYP11A5; P450PCN3; CYP3A5
Вид	Человек
ID гена	1577 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 233-502 человеческого CYP3A5 (NP_000768.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20815
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом