

Поликлональные Кроличьи Антитела Anti-Cyp46A1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Икк, Ифа — Q9Y6A2

Артикул: CM0027776



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CYP46A1 — холестерин 24-гидроксилазы. Валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА. Реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для нейронаучных исследований метаболизма холестерина в головном мозге.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP46A1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	CP46, CYP46, CYP46A1
Вид антигена	Человек
GeneID (Человек)	10858
GeneID	10858
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислотных остатков 24–280 человеческого CYP46A1 (NP_006659.1)
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Область применения	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6A2
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия транспортировки	Айс-упаковка