

Поликлональные Антитела Против Сур4F11 Для Иф/Ицк, Ифа - Q9NB16

Артикул: CM0023774

введение

Кроличы поликлональные антитела против человеческого CYP4F11, валидированные для ИФ/ИЦК и ИФА. Нацелены на фермент цитохрома P450, участвующий в метаболизме жирных кислот, инактивации витамина К и деметилировании лекарств. Подходят для исследований печени и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP4F11 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CYP11V11; CYP4F11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57834
GeneID	57834
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-130 человеческого CYP4F11 (NP_001122404.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NB16
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом