

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Cyp4F12 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Hcs2

Артикул: CM0025630

введение

Кроличыи поликлональные антитела Anti-CYP4F12 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с белками человека, мыши и крысы. Нацелены на цитохром P450 4F12, участвующий в метаболизме жирных кислот и лекарственных препаратов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP4F12 Rabbit pAb
Примечания/Альясы	CYP4F12; F22329_1; CYP4F12
Вид	Человек
ID гена (человек)	66002
ID гена	66002
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 265–524 белка CYP4F12 человека (NP_076433.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9HCS2
Молекулярная масса белка	60кДа
Доставка	Холодовый пакет