

Анти-Сур4V2 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zwl3

Артикул: CM0024903

Анти-Сур4V2 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zwl3

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные на CYP4V2, фермент цитохрома P450, участвующий в метаболизме жирных кислот в глазу. Подходят для WB, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований в области зрения и роговичной дистрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP4V2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	BCD; CYP4AH1; CYP4V2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	285440
GeneID	285440
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 200-300 человеческого CYP4V2 (NP_997235.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6ZWL3
Молекулярный вес белка	61кДа
Доставка	Сумка со льдом