


Поликлональное Антитело К Cyp51A1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q16850

Артикул: CM0029428



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на CYP51A1 (ланостерин 14-альфа деметилаза), валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований биосинтеза холестерина и метаболизма стеролов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CYP51A1
Примечания/Альтернативные названия	LDM; CP51; CYP51; CYPL1; P450L1; P450-14DM; CYP51A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1595
GeneID	1595
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210-509 белка CYP51A1 (NP_000777.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16850
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	В пакете со льдом