

Поликлональное Антитело Anti-Cyp51A1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q16850

Артикул: CM0013522



введение

Кроличье поликлональное антитело CYP51A1, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Выявляет ланостерол-14-альфа-деметилазу — фермент биосинтеза холестерина. Идеально подходит для исследований метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело CYP51A1
Примечания/синонимы	LDM; CP51; CYP51; CYPL1; P450L1; P450-14DM; CYP51A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1595
ID гена	1595
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 245-420 CYP51A1 (NP_000777.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16850
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом