

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cyp51A1 Для Wb, IHC-P, Elisa - Q16850

Артикул: CM0007592



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CYP51A1 (ланостерол 14-альфа-деметилаза), полученное с использованием рекомбинантного белка, для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Критически важно для исследований биосинтеза холестерина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP51A1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	LDM; CP51; CYP51; CYPL1; P450L1; P450-14DM; CYP51A1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1595
ID гена	1595
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16850
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом