

Анти-Cyp7A1 Поликлональные Антитела Кролика Для If-P И Elisa - P22680

Артикул: CM0026564



введение

Поликлональные антитела кролика CYP7A1, валидированные для IF-P и ELISA в образцах человека. Нацелены на холестерол 7-альфа-гидроксилазу, ключевой фермент в биосинтезе желчных кислот и гомеостазе холестерина, необходимый для исследований метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP7A1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CP7A; CYP7; CYPVII
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1581
GeneID	1581
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CYP7A1 (NP_000771.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P22680
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом