

Поликлональное Антитело Anti-Cyp7B1 Для Wb, If/Icc, Elisa — 075881

Артикул: CM0018796

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого CYP7B1, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований метаболизма оксистеролов, синтеза нейростероидов и миграции В-клеток. — 075881

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP7B1, поликлональное антитело кролика
Примечания/синонимы	CP7B; CBAS3; SPG5A; CYP7B1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9420
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CYP7B1 (NP_004811.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	075881
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом