


Поликлональное Антитело Anti-Cypor Кролика Для Wb И Ифа — P16435

Артикул: CM0021681



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого CYPOR (NADPH--цитохром P450-редуктаза), валидированное для WB и ИФА. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для изучения переноса электронов в микросомальных системах цитохрома P450.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к CYPOR
Примечания/синонимы	CPR; CYPOR; P450R
Вид	Человек
GeneID (человек)	5447
GeneID	5447
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого CYPOR (NP_000932.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P16435
Молекулярная масса белка	77 кДа
Доставка	Охлаждающий пакет