

Поликлональные Антитела Против Cyr61 Для Wb, If/Icc, Elisa - O00622

Артикул: CM0017733



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CYR61 (CCN1/GIG1/IGFBP10) для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеческим, мышинным и крысиным белками. Секретируемый белок 42 кДа, участвующий в клеточной адгезии и ангиогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYR61 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GIG1; CYR61; IGFBP10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3491
GeneID	3491
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 120-220 человеческого CYR61 (NP_001545.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00622
Молекулярный вес белка	42 кДа
Доставка	Ледяной пакет