


Кроличья Поликлональная Антитело Против Cysltr1 Для Вб, Ифа - Q9Y271

Артикул: CM0022977



введение

Кроличья поликлональная антитело к цистеиниллейкотриеновому рецептору 1 (CYSLTR1), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА у человека и мыши. Подходит для изучения воспаления, астмы и сигнальных путей GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYSLTR1 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	CYSLT1; CYSLTR; CYSLT1R; HMTMF81; CYSLTR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10800
ID гена	10800
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CYSLTR1 (NP_006630.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y271
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Айс-пак