


Поликлональные Антитела Против Цистатионазы/Cth, Артикул Р32929 — Для Вб, Иф/Икк, Ип, Ифа

Артикул: CM0025115



введение

Поликлональные антитела кролика против цистатионазы/СТН валидированы для использования в ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА с образцами человека, мыши и крысы. Антитела нацелены на цистатионин-гамма-лиазу — ключевой фермент пути транссульфирования и продукции H2S.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела кролика против цистатионазы/СТН
Примечания/алиасы	CGL; CSE; Cystathionase/CTH
Вид	Человек
ID гена (человек)	1491
Иммуноген	Рекомбинантный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-405 цистатионазы/СТН человека (NP_001893.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Р32929
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом