

Моноклональное Антитело Против Цистатинов А Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P01040

Артикул: CM0010107



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого цистатинов А (CSTA). Валидировано для вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА и перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения ингибирования протеаз и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против цистатинов А
Примечания/Альтернативные названия	AREI; PSS4; STF1; STFA; Цистатинов А
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1475
ID гена	1475
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-98 человеческого цистатинов А (NP_005204.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01040
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	В пакете со льдом