

Моноклональное Антитело Против Цистатина В Для Вестерн-Блота, Ифа - P04080

Артикул: CM0003967



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к человеческому цистатину В (Стефину В), валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным гомологами. Подходит для исследований ингибирования протеаз и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к цистатину В
Примечания/алиасы	PME; ULD; CST6; EPM1; STFB; CPI-B; EPM1A; Cystatin B
Вид	Человек
ID гена (человек)	1476
ID гена	1476
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в составе аминокислот 1-98 человеческого цистатина В (NP_000091.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P04080
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Холодильный пакет