


Поликлональное Антитело К Цистатину С Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P01034

Артикул: CM0013123



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к Цистатину С, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с Цистатином С человека, мыши и крысы — секретиремым ингибитором цистеиновых протеаз, участвующим в амилоидозе и возрастной макулярной дегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Поликлональное антитело к Цистатину С (кролик)
Примечания/Альтернативные названия	ARMD11; HEL-S-2; Цистатин С
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1471
GeneID	1471
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-146 Цистатина С человека (NP_000090.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01034
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом