


Кроличье Моноклональное Антитело Против Цистатинов С Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P01034

Артикул: CM0012586



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против цистатина С (клон А8933, P01034), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Детектирует цистатин С человека и мыши; идеально для исследований заболеваний почек и нервной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против цистатина С (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	ARMD11; HEL-S-2; Цистатин С
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1471
ID гена	1471
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-146 цистатина С человека (P01034)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P01034
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом