


Кроличье Моноклональное Антитело Против Цистатина С Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Иммуногистохимии, Ифа - P01034

Артикул: CM0004964



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого цистатина С, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Идеально подходит для изучения регуляции цистеиновых протеаз и амилоидоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против цистатина С
Примечания/Альтернативные названия	ARMD11, HEL-S-2, Cystatin C
Вид	Человек
ID гена	1471
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-146 человеческого цистатина С (NP_000090.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональное антитело
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P01034
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом