

Поликлональные Антитела Против Cyth4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Uia0

Артикул: CM0020533

введение

Кроличы поликлональные антитела против человеческого цитогезина-4 (CYTH4), подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА; распознают ортологи мыши и крысы. Идеальны для исследований обмена гуаниновых нуклеотидов ARF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYTH4 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	CYT4; PSCD4; DJ63G5.1; цитогезин-4; CYTH4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	27128
ID гена	27128
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-70 человеческого CYTH4 (NP_037517.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9UIA0
Молекулярный вес белка	46 кДа
Доставка	Сумка со льдом