

Моноклональное Антитело Против Цитохрома С Для Wb, IHC-P, Elisa - P99999

Артикул: CM0010307



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому Цитохрому С (P99999), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований митохондриального электронного транспорта и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Цитохром С (Кролик) mAb
Примечания/Псевдоним	CYC; HCS; THC4; C
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54205
GeneID	54205
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-105 человеческого Цитохрома С (P99999)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P99999
Молекулярный вес белка	12кДа
Доставка	Сумка со льдом