

Поликлональное Антитело Против Цитохрома С Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P99999

Артикул: CM0013459



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий цитохром С, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Детектирует цитохром С человека, мыши и крысы. Идеально для изучения апоптоза и митохондриальной электрон-транспортной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к цитохрому С (pAb)
Примечания/Алиасы	CYC; HCS; THC4; C
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54205
GeneID	54205
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-105 человеческого цитохрома С (NP_061820.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-П), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (ИФ/ИЦХ), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P99999
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом