

Поликлональное Антитело Кролика Против Цитохрома С Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P99999

Артикул: CM0015360



введение

Поликлональное антитело кролика против цитохрома С от CamelBio валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ELISA. Оно детектирует цитохром С человека, мыши и крысы — ключевой маркер апоптоза и митохондриального дыхания.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против цитохрома С
Примечания/Альтернативные названия	CYC; HCS; THC4; Цитохром С
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54205
ID гена	54205
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-105 цитохрома С человека (NP_061820.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P99999
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом