

Моноклональное Антитело Против Цитохрома P450 2E1 (Cyp2E1) Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - P05181

Артикул: CM0007237



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CYP2E1, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ИФА. Детектирует CYP2E1 человека, мыши, крысы. Идеально для исследований в области метаболизма лекарств и токсикологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против цитохрома P450 2E1 (CYP2E1)
Примечания/Альтернативные названия	CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; Cytochrome P450 2E1 (CYP2E1)
Вид	Человек
ID гена	1571
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 234-493 человеческого цитохрома P450 2E1 (CYP2E1) (NP_000764.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05181
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом