

Моноклональное Антитело К Цитохрому P450 4A (Cyp4A11) Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q02928

Артикул: CM0002834

введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело к человеческому CYP4A11, подходящее для методов WB, IHC-P и ELISA. Позволяет проводить исследования омега-гидроксилирования жирных кислот, метаболизма арахидоновой кислоты и передачи сигналов 20-HETE. Распознает белки человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к цитохрому P450 4A (CYP4A11)
Примечания/Синонимы	CP4Y; CYP4A2; CYP4A11; CYP4A11; Цитохром P450 4A (CYP4A11)
Вид	Человек
GeneID (человек)	1579
GeneID	1579
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 50-150 человеческого CYP4A11 (Q02928)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q02928
Молекулярная масса белка	59 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом