

Поликлональное Антитело Против Анти-Циотезина-1 (Cyth1) Для Wb, If/Icc, Elisa — Q15438

Артикул: CM0021032



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий циотезин-1 (CYTH1). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA; дает перекрестную реакцию с белками мыши и крысы. Белок массой около 46 кДа. Идеально подходит для исследований активации ARF, мембранного транспорта и поляризации эпителиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYTH1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	B2-1; SEC7; PSCD1; D17S811E; CYTONESIN-1; CYTH1
Вид	Человек
GeneID (человек)	9267
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-70 человеческого CYTH1 (NP_004753.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15438
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом