


Анти-Цитокератин 1 (Krt1) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If-P, Elisa - P04264

Артикул: CM0004514



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против Цитокератина 1 (KRT1), валидированное для применений WB, IF-P и ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения дифференцировки кератиноцитов и структурной целостности эпидермиса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Цитокератин 1 (KRT1) Кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	K1; CK1; ЕНК; AEI2; ЕНК1; ЕРРК; KRT1A; NEPPK; Цитокератин 1 (KRT1)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3848
ID гена	3848
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 545-644 человеческого Цитокератина 1 (KRT1) (P04264)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04264
Молекулярный вес белка	66кДа
Доставка	Сумка со льдом