


Моноклональное Антитело Против Цитокератина 10 Для If-P, Elisa — P13645

Артикул: CM0004493



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому цитокератину 10 (СК-10, K10). Валидировано для иммунофлуоресценции (IF-P) и ELISA, обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным антигеном. Подходит для исследований дифференцировки кератиноцитов и барьерной функции кожи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Цитокератин 10, кроличье моноклональное антитело
Примечания/синонимы	BIE; ENK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10; Cytokeratin 10
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	3858
ID гена	3858
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 485-584 человеческого цитокератина 10 (P13645).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13645
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Холодовой пакет