

Кроличье Моноклональное Антитело Против Цитокератина 12 (Krt12) Для If-P, Ihc-P, Elisa - Q99456

Артикул: CM0002480

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий цитокератин 12 (KRT12), валидировано для IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Необходимо для исследований роговического эпителия, промежуточных филаментов и дистрофии роговицы Мисмана.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против цитокератина 12 (KRT12)
Примечания/Альтернативные названия	K12; MECD1; Цитокератин 12 (KRT12)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3859
ID гена	3859
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-494 человеческого цитокератина 12 (KRT12) (NP_000214.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q99456
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	В сумке со льдом