

Кроличье Поликлональное Антитело Против Цитокератина 12 (Krt12) Для Вб И Ифа - Q99456

Артикул: CM0029441

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого цитокератина 12 (KRT12). Подходит для вестерн-блота и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований эпителия роговицы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Цитокератин 12 (KRT12), кроличье поликлональное антитело
Примечания/альтернативные названия	K12; MECD1; Цитокератин 12 (KRT12)
Вид	Человек
ID гена (человек)	3859
ID гена	3859
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 295-494 человеческого цитокератина 12 (цитокератин 12 (KRT12)) (NP_000214.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99456
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	С холодоэлементом