

Поликлональные Антитела Кролика Против Цитокератина 12 (Krt12) Для Вестерн-Блота И Ифа - Q99456

Артикул: CM0014888

введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого цитокератина 12 (KRT12), валидированные для Вестерн-блота и иммуноферментного анализа (ИФА). Перекрестно реагируют с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходят для исследования роговичного эпителия и роговичной дистрофии Мисмана.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Цитокератин 12 (KRT12) поликлональные антитела кролика
Примечания/Синонимы	K12; MECD1; Цитокератин 12 (KRT12)
Вид	Человек
ID гена	3859
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 295-494 человеческого цитокератина 12 (KRT12) (NP_000214.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q99456
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодильный пакет