

Моноклональное Антитело Против Цитокератина 13 (Krt13) Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Препаратах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах И Ифа - P13646

Артикул: CM0002117

введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому цитокератину 13 (KRT13), валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным гомологами. Идеально подходит для исследований слизистого эпителия и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Цитокератин 13 (KRT13) кроличье моноклональное антитело
Примечания/Синонимы	K13; CK13; WSN2; Cytokeratin 13 (KRT13)
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	3860
ID гена	3860
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13646
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Холодильный пакет