

Анти-Цитокератин 13 (Krt13) Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P13646

Артикул: CM0028071

введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого цитокератина 13 (KRT13, CK13, K13), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для образцов человека, мыши, крысы. ММ ~50 кДа. Использование в исследованиях биологии слизистого эпителия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Цитокератин 13 (KRT13) Кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	K13; CK13; WSN2; Цитокератин 13 (KRT13)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3860
ID гена	3860
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 269-458 человеческого цитокератина 13 (Cytokeratin 13 (KRT13)) (NP_705694.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13646
Молекулярный вес белка	50 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент