


Поликлональные Антитела К Цитокератину 14 (Krt14) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P02533

Артикул: CM0018682



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому цитокератину 14 (KRT14/CK14), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают KRT14 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований кератинизации, целостности эпителия и буллёзного эпидермолиза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Цитокератин 14 (KRT14) кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	K14; NFJ; CK14; EBS1; EBS3; EBS4; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; Цитокератин 14 (KRT14)
Вид	Человек
ID гена (человек)	3861
ID гена	3861
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 371-470 человеческого цитокератина 14 (KRT14) (NP_000517.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02533
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами