


Кроличье Моноклональное Антитело Против Цитокератина 14 (Krt14) Для Вб, Игг-П, Ифа — P02533

Артикул: CM0003344



введение

Кроличье моноклональное антитело к цитокератину 14 (KRT14) (P02533), валидированное для ВБ, ИГГ-П, ИФА у человека, мыши и крысы. Иммуноген — рекомбинантный белок, 52 кДа. Идеально подходит для исследований биологии кератиноцитов и эпителиальной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к цитокератину 14 (KRT14)
Примечания/алиасы	K14; NFJ; CK14; EBS1; EBS3; EBS4; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; Cytokeratin 14 (KRT14)
Вид	Человек
ID гена (человек)	3861
ID гена	3861
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 264-457 цитокератина 14 человека (KRT14) (P02533)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02533
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом