

Моноклональное Антитело Против Цитокератина 16 (Krt16) Для Wb — P08779

Артикул: CM0010857

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого цитокератина 16 (KRT16).
Валидировано для WB, IHC-P, IF-P и ELISA.
Реагирует перекрёстно с мышиным белком.
Подходит для исследований биологии кожи и врождённого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против цитокератина 16 (KRT16)
Примечания/синонимы	K16; PC1; CK16; K1CP; NEPPK; FNEPPK; KRT16A; цитокератин 16 (KRT16)
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3868
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого цитокератина 16 (KRT16) (P08779).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P08779
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом