

Кроличыи Поликлональные Антитела К Цитокератину 16 (Krt16) Для Wb, If/Icc, Ihc-P — P08779

Артикул: CM0028553

введение

Кроличыи поликлональные антитела к цитокератину 16 человека (KRT16), подходящие для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагируют с мышами и крысами. Для исследований в области биологии кожи и кератина. (SWISS P08779).

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к цитокератину 16 (KRT16)
Примечания/Синонимы	K16; PC1; CK16; K1CP; NEPPK; FNEPPK; KRT16A; Цитокератин 16 (KRT16)
Вид	Человек
GeneID	3868
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 190-430 цитокератина 16 человека (KRT16) (NP_005548.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P08779
Молекулярная масса белка	51 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом