

Моноклональное Антитело Против Цитокератина 17 (Krt17) Для Wb, Elisa — Q04695

Артикул: CM0010816

введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело против цитокератина 17 (KRT17) для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белками. Идеально подходит для исследований дифференцировки эпителия, биологии волосяных фолликулов и псориаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к цитокератину 17 (KRT17)
Примечания/синонимы	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1; цитокератин 17 (KRT17)
Вид	Человек
GeneID (человек)	3872
GeneID	3872
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого цитокератина 17 (KRT17) (Q04695).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q04695
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом