

Анти-Цитокератин 17 (Krt17) Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - Q04695

Артикул: CM0020238

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Цитокератина 17 (KRT17), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Подходит для изучения дифференцировки кератиноцитов, биологии волосяных фолликулов, псориаза и исследований эпителиальных стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Цитокератин 17 (KRT17) Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PC, K17, PC2, 39.1, CK-17, PCHC1, Cytokeratin 17 (KRT17)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3872
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 133-432 человеческого Цитокератина 17 (NP_000413.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q04695
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом