

Моноклональное Антитело Против Цитокератина 17 Для Wb, If, Ihc, Elisa - Q04695

Артикул: CM0008231

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого цитокератина 17, валидированное для Western Blot, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными антигенами. Идеально подходит для исследований эпителиальных клеток и изучения кожных придатков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к цитокератину 17
Примечания/алиасы	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3872
GeneID	3872
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в участке аминокислот 333-432 человеческого цитокератина 17 (NP_000413.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q04695
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом