

Кроличье Моноклональное Антитело К Цитокератину 18 (Ск18) (Вестерн-Блоттинг, Иф/Ицх, Игх-П, Ифа) - P05783

Артикул: CM0008211

введение

Кроличье моноклональное антитело к Цитокератину 18 (СК18), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Реагирует с белком человека, мыши, крысы. Нацелено на белок промежуточных филаментов массой 48 кДа в простом эпителии. Подходит для исследований в области онкологии, клеточной биологии и диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Цитокератину 18
Примечания/Альтернативные названия	K18; СК-18; CYK18
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3875
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 241-430 человеческого Цитокератина 18 (NP_000215.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05783
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом