


Анти-Цитокератин 19 (Ck19) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P08727

Артикул: CM0003350



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого цитокератина-19 (CK19), иммуноген — синтетический пептид в пределах аминокислот 1-100 KRT19. Валидирован для WB, IF, IHC-P, ELISA. Подходит для исследований эпителиальных тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Цитокератин 19 (CK19) кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	K19; KRT19; K1CS; Цитокератин 19 (CK19)
Вид	Человек
GeneID (человек)	3880
GeneID	3880
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого цитокератина 19 (KRT19) (KRT19) (P08727).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08727
Молекулярный вес белка	44 кДа
Доставка	Сумка со льдом