


Моноклональное Антитело Против Цитокератина 19 (Krt19) Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мкц, Игх-П, Ифа - P08727

Артикул: CM0003427



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого цитокератина 19 (KRT19). Подходит для Вестерн-блоттинга, иммуофлуоресценции, иммуногистохимии и ИФА. Распознает KRT19 человека, мыши и крысы. Используется для исследований промежуточных филаментов и организации мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Cytokeratin 19 (KRT19) Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдоним	K19; CK19; K1CS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3880
GeneID	3880
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 243-400 человеческого цитокератина 19 (KRT19) (NP_002267.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08727
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент